



OP-Drehhocker


Swivel stools

Tabourets

opérateurs pivotants



jörg&sohn



OP-Drehhocker
 Swivel stools
 Tabourets
 opérateurs pivotants

OP-Drehhocker

- Arbeitshocker für alle Bereiche, speziell für den Operationssaal
- Sicherheitsfahrwerk aus Edelstahl
- Feststehende Modelle mit elektrisch leitenden, nicht kontaktfärbenden Gummifüßen
- Fahrbare Modelle mit 5 Doppelrollen (elektrisch leitfähig, lastabhängig gebremst, abriebfest, nicht kontaktfärbend)
- Höhenverstellung durch Präzisionsspindel

Feststehende Modelle mit elektrisch leitfähigen Gummifüßen

- Sitz und Spindel aus Edelstahl, glasperlengestrahlt, Sitzhöhe: 440 – 660 mm
Art.-Nr.: 0533229
- Drehhocker mit flachem Polstersitz (35mm hoch, antistatisch schwarz) Sitzhöhe: 470 – 690 mm
Art.-Nr.: 0533231
- Drehhocker mit hohem Polstersitz (65mm hoch, antistatisch schwarz) Sitzhöhe: 500 – 720 mm
Art.-Nr.: 0533233

Fahrbare Modelle mit 5 Lenkrollen

- Sitz und Spindel aus Edelstahl, glasperlengestrahlt Sitzhöhe: 480 – 700 mm
Art.-Nr.: 0533230
- Drehhocker mit flachem Polstersitz (35mm hoch, antistatisch schwarz) Sitzhöhe: 510 – 730 mm
Art.-Nr.: 0533232
- Drehhocker mit hohem Polstersitz (65mm hoch, antistatisch schwarz) Sitzhöhe: 540 – 760 mm
Art.-Nr.: 0533234

Swivel stools

- special surgical stool suitable for all areas of surgery, particularly operating room
- stainless steel safety base
- Stationary models with non-discolouring, electrically conductive-rubber feet
- Mobile models with 5 steering castors (abrasion resistant, non-discolouring, corrosion resistant synthetic double castors, load-dependent braked, electrically conductive)
- high adjustment with precision spindle

Stationary models with electrically conductive-rubber feet

- Swivel stool with seat and spindle made of stainless steel, glass-bead blasted, seat high: 440 – 660 mm
Order No.: 0533229
- Swivel stool with flat upholstered seat (35 mm high, antistatic black) seat high: 470 – 690 mm
Order No.: 0533231
- Swivel stool with high upholstered seat (65 mm high, antistatic black) seat high: 500 – 720 mm
Order No.: 0533233

Mobile models with 5 steering castors

- Swivel stool with seat and spindle made of stainless steel, glass-bead blasted, seat high: 480 – 700 mm
Order No.: 0533230
- Swivel stool with flat upholstered seat (35 mm high, antistatic black) seat high: 510 – 730 mm
Order No.: 0533232
- Swivel stool with high upholstered seat (65 mm high, antistatic black) seat high: 540 – 760 mm
Order No.: 0533234

Tabourets opérateurs pivotants

- Tabouret opérateur tous domaines, spécialement pour la salle opératoire
- Piétement de sécurité en acier inoxydable
- Modèles stationnaires avec pieds en caoutchouc électriquement conductibles non déteignant
- Modèles mobiles avec 5 doubles roulettes (électriquement conductibles, résistantes à l'usure, charge-dépend freinées, non dépeignâtes)
- Réglage en hauteur par vis de précision

Modèles stationnaires avec pieds en caoutchouc électriquement conductibles

- Siège et vis en acier inoxydable, grenailés aux billes de verre, Hauteur siège: 440 – 660 mm
Art. No.: 0533229
- Tabouret pivotant avec siège rembourré plat (hauteur 35mm, antistatique noir) Hauteur siège: 470 – 690 mm
Art. No.: 0533231
- Tabouret pivotant avec siège rembourré haut (hauteur 65mm, antistatique noir) Hauteur siège: 500 – 720 mm
Art. No.: 0533233

Modèles mobiles avec 5 roulettes pivotables

- Siège et vis en acier inoxydable, grenailés aux billes de verre Hauteur siège: 480 – 700 mm
Art. No.: 0533230
- Tabouret pivotant avec siège rembourré plat (hauteur 35mm, antistatique noir) Hauteur siège: 510 – 730 mm
Art. No.: 0533232
- Tabouret pivotant avec siège rembourré haut (hauteur 65mm, antistatique noir) Hauteur siège: 540 – 760 mm
Art. No.: 0533234

jörg&sohn

GmbH

Lindenstraße 24

DE-96482 Ahorn-Schorkendorf

Tel.: +49 (0) 95 61 / 82 99 0

Fax: +49 (0) 95 61 / 82 99 37

info@joergundsohn.de

www.joergundsohn.de