




OP-Fahrdrehessel

OP-rolling swivel chair

Chaise opératoire mobile  
pivotante



**jörg&sohn**



## OP-Fahrdrehsessel

## OP-rolling swivel chair

## Chaise opératoire mobile pivotante

### OP-Fahrdrehsessel

- Arbeitsstuhl für alle Bereiche, speziell für den Operationssaal
- Sicherheitsfahrwerk aus Edelstahl mit 5 Doppelrollen (elektrisch leitfähig, lastabhängig gebremst, abriebfest, nicht kontaktfärbend)
- Feststellbremse im Fahrgestell integriert
- Höhenverstellung durch Sicherheitsgasdruckfeder mittels Fußbedienung über großen, verchromten Sicherheitsfußbügel
- Sitzhöhe: 510 – 740 mm
- Polsterbezug schwarz, elektrisch leitfähig
- Standfläche Ø480 mm

### Operating theatre rolling swivel chair

- special surgical stool suitable for all areas of surgery, particularly operating room
- stainless steel safety base with 5 steering castors (abrasion resistant, non-discolouring, corrosion resistant synthetic double castors, load-dependent braked, electrically conductive)
- foot brake integrated in the transport frame
- height adjustment from 510–740 mm with installed gas pressure spring using foot operation with large, chromed safety foot bar
- seat height: 510 – 740 mm
- black electrically conductive upholstery
- stand area Ø480

### Chaise opératoire mobile pivotante

- Chaise d'opération pour tous domaines, spécialement pour salle opératoire
- Piètement de sécurité en acier inoxydable avec doubles roulettes (électriquement conductibles, résistantes à l'usure, charge-dépend freinées, non dépeignâtes)
- Frein intégré dans le piètement
- Réglage en hauteur par vérin à gaz avec actionnement à pied moyennant un grand étrier de sécurité chromé
- Hauteur siège: 510 – 740 mm
- Revêtement noir, électriquement conductible
- Diamètre piètement Ø480 mm

### Modellvarianten

#### ohne Rückenlehne

- Rundsitz  
Sitzfläche Ø360  
Polsterstärke 100mm  
**Art.-Nr.: 0931264**
- Sattelsitz  
Sitzfläche Ø420  
Polsterstärke 80mm  
**Art.-Nr.: 0931265**

### Model variants

#### without backrest

- Round seat  
seat Ø360  
cushion strength 100mm  
**Order No.: 0931264**
- Saddle seat  
seat Ø420  
cushion strength 80mm  
**Order No.: 0931265**

### Variantes de modèles

#### sans dossier

- Siège rond  
Assise Ø360  
Epaisseur rembourrage 100mm  
**Art. No.: 0931264**
- Siège forme de selle  
Assise Ø420  
Epaisseur rembourrage 80mm  
**Art. No.: 0931265**

#### mit Rückenlehne

- Rundsitz  
Sitzfläche Ø360  
Polsterstärke 100mm  
**Art.-Nr.: 0931267**
- Sattelsitz  
Sitzfläche Ø420  
Polsterstärke 80mm  
**Art.-Nr.: 0931253**

#### with backrest

- Round seat  
seat Ø360  
cushion strength 100mm  
**Order No.: 0931267**
- Saddle seat  
seat Ø420  
cushion strength 80mm  
**Order No.: 0931253**

#### avec dossier

- Siège rond  
Assise Ø360  
Epaisseur rembourrage 100mm  
**Art. No.: 0931267**
- Siège forme de selle  
Assise Ø420  
Epaisseur rembourrage 80mm  
**Art. No.: 0931253**

**jörg&sohn**

GmbH

Lindenstraße 24

DE-96482 Ahorn-Schorkendorf

Tel.: +49 (0) 95 61 / 82 99 0

Fax: +49 (0) 95 61 / 82 99 37

info@joergundsohn.de

www.joergundsohn.de