

4055

Coburg RÖWA 4055



jörg&sohn

4055

Coburg RÖWA 4055

Coburg RÖWA 4055

- ◆ eleganter Röntgen-Wandklappstuhl, Weiterentwicklung des bewährten RÖWA 4050
- ◆ Sitz mit stabiler Bodenabstützung
- ◆ Sitz und Rückenlehne anatomisch gepolstert
- ◆ Sitzunterseite mit Kunststoffverkleidung
- ◆ Sitz hochklappbar, wird in Sitz- und Ruhestellung automatisch arretiert
- ◆ in die Rückenlehne eingelassene Profilschiene ermöglicht genaue Platzierung der Kopfstütze
- ◆ Polsterung lt. unseren Musterkarten
- ◆ Metallteile pulverbeschichtet RAL 9002

Optionen

- ◆ Keilkopfstütze ...
- ◆ U-Kopfstütze ...
... jeweils mit selbsthemmendem Gleitstück für Profilschiene (Einhandbedienung)
- ◆ höhenverstellbares Strahlenschutzschild mit Wandbefestigung
- ◆ Auflegepolster für Kinder

Technische Änderungen vorbehalten!

Coburg RÖWA 4055

- ◆ elegant wall-mounted X-ray chair, a further development of the well-known RÖWA 4050
- ◆ seat with solid floor-mounting support
- ◆ seat and backrest with anatomic upholstery
- ◆ plastic cover at the bottom of the seat
- ◆ seat tiltable by automatically locking gas spring
- ◆ backrest with integrated rail in order to adjust sliding headrest exactly
- ◆ upholstery as per our colour charts
- ◆ metal parts powder-coated RAL 9002

Options

- ◆ wedge-shaped headrest ...
- ◆ U-shaped headrest ...
... each with self-braking device for rail (single-hand operation)
- ◆ height adjustable X-ray protection shield with wall mounting attachment
- ◆ seat cushion for children

Subject to technical modifications¹

Coburg RÖWA 4055


- ◆ siège mural élégant de radiographie, un développement du modèle renommé RÖWA 4050
- ◆ assise avec support solide de fixation au sol
- ◆ assise et dossier avec sellerie anatomique
- ◆ cache en plastique au-dessous de l'assise
- ◆ assise avec mécanisme basculement commandé par ressort à gaz
- ◆ dossier avec rail pour réglage exact de la tête coulissante
- ◆ sellerie selon nos échantillons
- ◆ pièces métalliques en peinture pulvérisée RAL 9002

Options

- ◆ tête coulissante cunéiforme ...
- ◆ tête coulissante en forme U ...
... chaque avec dispositif à self-serrage pour baude (opération à une main)
- ◆ écran de protection rayon X réglable en hauteur avec fixation au mur
- ◆ coussin pour enfants

Sauf modifications techniques!

jörg&sohn



Lindenstraße 24 · D-96482 Ahorn-Schorkendorf

Tel. +49 (0)95 61/82 99-0

Fax +49 (0)95 61/82 99-37

e-Mail: info@joergundsohn.de

Internet: www.joergundsohn.de